

BTC 3바디 AI 분석기 - 원장님(관리자)용 배포 매뉴얼

안녕하세요! BTC 3바디 AI 분석기 전용 매뉴얼입니다. 본 가이드는 각 지점의 컴퓨터에 프로그램을 세팅하고 회원 진단을 시작하는 과정을 아주 쉽게 안내합니다.

1. 프로그램 실행 (무설치 포터블 버전)

현재 이 프로그램은 복잡한 설치 과정이 필요 없는 '무설치 버전' 으로 제공됩니다.

- 본사로부터 전달받은 BTC 3바디 AI 분석기 압축 파일(.zip)을 바탕화면 등에 압축을 풉니다.
- 압축이 풀린 폴더 안으로 들어갑니다.
- 네모난 아이콘 모양의 BTC 3바디 AI 분석기.exe 파일을 더블클릭하여 실행합니다.

(중요) 실행이 차단되는 경우 해결법

저희 프로그램은 윈도우 스토어를 거치지 않은 사내 배포 전용 앱이므로, 윈도우 보안이 낯선 프로그램으로 인식하여 실행을 막을 수 있습니다. 놀라지 마시고 아래 방법으로 해결하세요!

- 파란색 화면이 뜨는 경우 (Windows SmartScreen):** 창 본문에 있는 얇은 글씨인 ****[추가 정보]****를 클릭한 후, 나타나는 **[실행]** 버튼을 누르시면 됩니다.
- 회색/검은색 팝업이 뜨는 경우 (스마트 앱 컨트롤 차단):** 윈도우 11의 강력한 보안입니다. 윈도우 시작 버튼(돋보기)을 누르고 ****스마트 앱 컨트롤****을 검색해 설정으로 들어간 뒤, 파란색 버튼을 **[끄기]** 로 변경해 주셔야 프로그램이 실행됩니다. (경고창이 뜨면 무시하시고 진행하세요.)

2. 최초 1회 시스템 인증 (지점 등록)

프로그램이 처음 켜지면 구글 로그인 대신 곧바로 **"지점 인증 및 등록"** 화면이 나타납니다. (이 과정은 PC당 평생 딱 한 번만 하시면 됩니다!)

- 지점명 / 관리자명 / 연락처 / 설치 담당자 를 정확히 입력합니다.
- 가장 중요한 **지점 인증번호** 칸에는 본사에서 부여한 마스터 암호인 BTC15771785 를 입력합니다.
- [인증하기] 버튼을 누르면 본사 대시보드시스템과 실시간 연동이 완료되어 본격적인 프로그램 화면이 열립니다!

3. 진단 시작 및 회원 등록

인증이 완료되면 "음성 안내 활성화" 버튼이 보입니다. 스피커 볼륨을 적당히 올리고 **[진단 센터 입장하기]** 를 눌러주세요.

- [신규 진단 시작하기]** 버튼을 누릅니다.
- 오늘 진단을 받을 대상자의 이름, 나이, 성별을 간략히 입력합니다. (예전의 번거로웠던 구글 계정 로그인 과정은 시스템 경량화를 위해 완전히 삭제되었습니다!)
- 확인을 누르면 곧바로 카메라 화면이 켜집니다.

카메라 촬영 시 핵심 꿀팁!

- [허용]:** 처음 켤 때 카메라 접근 권한을 물어보면 반드시 ****'허용'****을 꼭 눌러주세요.
- 전신 확보:** 머리끝부터 발끝까지 화면에 모두 담기도록 충분히 뒤로 물러나야 AI가 뼈대를 잡을 수 있습니다.
- 밝기:** 역광을 피하고 밝은 곳에서 촬영하세요.

4. 8단계 AI 동작 진단 수행

화면 상단의 음성 안내와 **[5초 타이머]**에 맞춰 자세를 취하면, 0초가 될 때 자동으로 사진이 찰칵 찍힙니다.

1. **정면/측면 균형:** 차렷 자세 정면과, 자연스럽게 선 옆모습을 보여줍니다. (거북목, 골반 틀어짐 분석)
2. **한발 서기:** 한쪽 다리를 들고 눈을 감은 채 균형을 잡습니다. (뇌 평형/노화도 측정)
3. **팔 들어올리기 / 유연성:** 양팔 만세 및 허리 굽혀 땅 짚기 동작을 합니다.
4. **스쿼트 / 푸시업:** 화면 지시에 따라 근력 운동을 반복합니다. 자동으로 개수를 인식하며, 불완전할 경우 측정이 끝나고 키보드로 숫자를 다시 입력해 줄 수 있습니다.
5. **안면 노화 분석:** 마지막 단계입니다. 카메라 앞 가까이 다가와 얼굴을 크게 보여주세요.

5. 결과 리포트 확인 및 재촬영

촬영이 모두 끝나면 'AI 분석 중' 로딩 후 상세 리포트가 펼쳐집니다.

오류 창이 뜨는 경우 (부분 재촬영)

만약 역광이 심하거나 발끝이 잘린 사진이 하나라도 있으면 AI가 화분석을 거부하고 "오류" 알림을 띄웁니다! 이때 당황해서 프로그램을 끄고 처음부터 다시 할 필요 **절대 없습니다.**

- 에러 화면에서 **해당 단계만 다시 찍을 수 있는 옵션**이 제공됩니다. 내 얼굴이 잘리거나 이상하게 찍힌 썸네일을 꼭 눌러서 선택하세요.
- 그 동작 하나만 다시 찍으면, 기존에 잘 찍었던 나머지 7장의 사진들과 합쳐져서 완벽하게 분석이 재가동됩니다!

분석 결과 리포트 (7코어 방식)

분석 완료 시 나오는 전문가용 리포트에서는 기존 방식에서 한 층 발전한 심층 내용을 확인할 수 있습니다.

- **신체 연령:** 주요 관절의 상태가 얼마나 젊은지 점수화합니다.
- **3바디 & 7코어 (차크라) 에너지 분석:** 현재 회원의 심신 밸런스와 보이지 않는 에너지 막힘 위치를 진단합니다.
- **솔루션 제공:** 브레인 트레이닝 센터만의 **광명 차크라** 등, 센터에 구성된 어떤 집중 훈련 프로그램이 지금 가장 필요한지 자동 매칭해 줍니다.

※진단이 끝날 때마다 본사 중앙 대시보드에 '오늘 진단수'가 자동으로 +1 등재됩니다. 안심하고 마음껏 활발하게 사용해 주시면 됩니다!

수고하셨습니다! 이제 지점에서 AI 분석기를 200% 활용해 더 멋진 상담을 이어가시길 바랍니다.